

**Массажная подушка  
для оздоровительной гимнастики Dynair Ball  
Cushion XXL Meditation**

**Массажная платформа  
Aero-Step XL/Aero-Step XL Functional**

**Массажная подушка  
Senso Vein Trainer (Dynair Pads)**

**Подушка-кольцо на сиденье  
Airgo Sitring**

**Насос ручной игольчатый Ball Pump**



---

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



**Массажная подушка для оздоровительной гимнастики****Dynair Ball Cushion XXL Meditation****Диаметр: 50 см****Назначение:**

Подушка Dynair Ball Cushion XXL Meditation используется для оздоровительной гимнастики, направленной на развитие вестибулярного аппарата и укрепление мышц спины и живота. В комплект входит плакат с комплексом общеразвивающих упражнений.

Подушка используется для занятий йогой с целью развития концентрации внимания и координации движений.

Массажная поверхность подушки используется для массажа стоп и спины.

Подушки Dynair Ball Cushion XXL имеют сертификат AGR немецкой Ассоциации «Здоровая Спина», подтверждающий эффективность использования подушек Dynair Ball Cushion XXL для оздоровления спины.

**Конструкция:**

Подушка изготовлена из прочного высококачественного материала Ruton. Диаметр подушки 50 см, высота в надутом виде 14 см. Выдерживает нагрузку 200 кг. Одна сторона подушки гладкая, другая имеет мягкую шипованную массажную поверхность. На шипованной стороне подушки имеется отверстие для накачивания или спуска лишнего воздуха подушки с помощью насоса игольчатого типа. Насос поставляется в комплекте с подушкой. Игла находится в рукоятке насоса.

**Правила использования:**

Подушка надута воздухом и характеризуется высокой степенью неустойчивости. В тренировочных целях рекомендуется заниматься на подушках Dynair Ball Cushion XXL Meditation только лицам, имеющим хорошую физическую подготовку.

Для эффективного использования подушки в оздоровительных целях, а также лицам со слабой физической подготовкой до начала использования подушки необходимо проконсультироваться у специалиста.

**Уход за изделием:**

Подушку Dynair Ball Cushion XXL Meditation можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

**Состав:**

Резина (прочный высококачественный материал Ruton).

**Комплектность:**

Массажная подушка, коробка, постер с упражнениями, насос.

## Массажная платформа Aero-Step XL/Aero-Step XL Functional

### Назначение:

Массажная платформа Aero-Step XL используется для оздоровительной физкультуры, фитнес-тренировок, а также для спортивных тренировок. Aero-Step XL – это многофункциональный тренажёр для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышц и суставов.

Платформа наполнена воздухом, что создаёт эффект неустойчивости поверхности и оказывает мощное тренирующее воздействие. Aero-Step XL эффективен для тренировки координации движений и уверенного владения телом. Усиливает любой комплекс упражнений и тренирует двигательные рефлексы. Если вы хотите быстрее восстановить свою форму, улучшить координацию движений, устойчиво и уверенно владеть своим телом, то занимайтесь на Aero-Step XL.

Платформа Aero-Step имеет сертификат AGR немецкой Ассоциации «Здоровая Спина», подтверждающий эффективность и безопасность использования платформы Aero-Step для оздоровления спины.

### Конструкция:

Платформа состоит из двух воздушных камер, не сообщающихся между собой. Размеры платформы: 51х37х8 см. Платформа изготовлена из прочного высококачественного материала Ruton. Выдерживает нагрузку до 200 кг.

Модель Aero-Step XL покрыта массажными шипами.

Модель Aero-Step XL Functional имеет гладкую поверхность.

Платформа имеет отверстие для накачивания или спуска излишнего воздуха с помощью насоса игольчатого типа. Насос поставляется в комплекте с платформой. Игла находится в рукоятке насоса.

### Правила использования:

Может использоваться: детьми, взрослыми, пожилыми людьми, спортсменами в оздоровительных и тренирующих целях. В комплект входит плакат с примерным комплексом общеразвивающих упражнений.

Для наиболее эффективного использования платформы Aero-Step XL необходимо проконсультироваться у специалиста.

Модель Aero-Step XL Functional предназначена для людей с повышенной кожной чувствительностью.

### Уход за изделием:

Платформу можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

### Состав:

Резина (прочный высококачественный материал Ruton).

### Комплектность:

Массажная платформа, коробка, постер с упражнениями, насос.

## Массажная подушка Senso Vein Trainer (Dynair Pads)

### Назначение:

Подушка Senso Vein Trainer служит для тренировки мышц и сосудов ног, а также для массажа стоп. Рекомендуется для лиц «сидячей» профессии.

### Конструкция:

Подушка изготовлена из высококачественного материала Ruton. Отличается прочностью, эластичностью и может использоваться на любой поверхности, как на гладком полу, так и на различных напольных покрытиях.

Подушка состоит из 2-х половин, соединенных между собой перемычками. Одна сторона подушки гладкая, другая имеет мягкую шипованную массажную поверхность.

Подушка наполнена воздухом, давление которого легко регулируется с помощью игольчатого воздушного насоса. Насос поставляется в комплекте с подушкой. Иголка находится в рукоятке насоса.

### Правила использования:

Мягкие и естественные гимнастические движения на подушке Senso Vein Trainer в положении сидя и стоя идеальны для ежедневной тренировки мышц и сосудов ног.

Легкий надувной тренажер Senso Vein Trainer удобно использовать на работе и дома.

Мягкая шипованная массажная поверхность подушки прекрасно подходит для приятного оздоровительного массажа стоп. Подушку-тренажер Senso Vein Trainer можно применять на протяжении всего дня без ограничений.

### Уход за изделием:

Подушку Senso Vein Trainer можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

### Состав:

Резина (прочный высококачественный материал Ruton).

### Комплектность:

Массажная подушка, коробка, постер с упражнениями, насос.

## Подушка-кольцо на сиденье Airgo Sitring

### Назначение:

Подушка-кольцо используется для восстановления эластичности связок и нормализации мышечного аппарата при грыжах, при расхождении прямых мышц живота, при опущении органов брюшной полости, при дряблости брюшного пресса; ректоцеле. Применяется для профилактики комплексной терапии неправильных положений, выпадения влагалища и матки; для послеоперационной реабилитации после пластики половых органов малого таза; состояний после операции иссечения геморроидальных узлов; восстановления после родов.

### Конструкция:

Подушка изготовлена из прочного высококачественного материала CRYLON. Изделие можно использовать для распространенных размеров сидений, включая инвалидные коляски благодаря оптимальным размерам подушки. Выдерживает нагрузку 200 кг.

### Правила использования:

Мягкость/жесткость подушки регулируется в зависимости от состояния пациента и рекомендованного лечения.

### Уход за изделием:

Подушку-кольцо на сиденье Airgo Sitring можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

### Состав:

Резина (прочный высококачественный материал CRYLON).

### Комплектность:

Подушка-кольцо на сиденье, коробка, инструкция.

## Насос ручной игольчатый Ball Pump

### **Назначение:**

Насос для быстрого надувания изделий TOGU с игольчатыми клапанами.

### **Конструкция:**

Насос представляет собой цилиндр белого цвета длиной около 20 см с подвижной рукояткой чёрного цвета. Игла имеет резьбу для крепления на насосе. Игла хранится под колпачком в рукоятке.

### **Правила использования:**

Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.

Для накачивания изделия вставьте иглу насоса в воздушный клапан изделия, закрепите корпус насоса и иглу с помощью резьбового крепления. Перемещая рукоятку, накачайте изделие до нужного объема.

Для уменьшения объема воздуха в изделии вставьте иглу, отсоединенную от корпуса насоса, в воздушное отверстие изделия и надавите на изделие, чтобы воздух выходил через иглу наружу.

### **Состав:**

Пластик.

### **Комплектность:**

Насос, коробка.

**Условия хранения:**

При температуре +18 – +25°C, влажность воздуха 40-70%; защищать от непрямого и прямого воздействия солнечного или искусственного света; хранить в закрытой коробке.

**Условия утилизации:**

Утилизация с бытовым мусором.

**Срок службы:**

Не менее 3-х лет.

**Гарантийный срок:**

- 30 лет со дня продажи на изделия, перечень которых указан в гарантийном талоне;
- 12 месяцев со дня продажи на изделия, не входящие в список изделий с 30-летней гарантией.



АГЗ

Сертификат соответствия РОСС DE.АГЗ3.В09992 от 28.06.2012 г.  
выдан ООО «Бизнес аспект»

Экспертное заключение о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 12-02-168 от 02.02.2012 г. выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН

Экспертное заключение о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 12-02-167 от 02.02.2012 г. выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН

**Производитель:**

ТОГУ, Гебр. Обермайер оХГ, Германия, Приен-Бачхам, Атзингер Страссе, 1.

**Импортер:**

ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127220, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

**Для корреспонденции:** Россия, 127220, Москва, а/я №60.