

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**ИЗДЕЛИЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ:
ОРТЕЗЫ НА НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ
(ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ И СТОПУ).**

HAS-337-П

HAS-337-К

HAS-317



**Модификация
HAS-337-П**



**Модификация
HAS-337-К**



HAS-317

Артикул HAS-337

Назначение/показания к применению

- для разгрузки передней части стопы;
- послеоперационный период после корректирующих остеотомий передних отделов стопы, таких как вальгусная деформация большого пальца стопы;
- послеоперационный период после других травм в области передней части стопы;
- раны в области переднего отдела стопы на подошве стопы, вызванные травматическими повреждениями;
- раны в области переднего отдела стопы на подошве стопы, вызванные сахарным диабетом;
- синдром диабетической стопы при следующих степенях:
 - I степень – поверхностная язва (процесс захватывает эпидермис, дерму);
 - II степень – инфекционный процесс захватывает кожу, подкожную клетчатку, мышцы;
 - III степень – глубокая язва, абсцесс, остеомиелит, септический артрит;
 - IV степень – сухая/влажная гангрена: некроз всех слоев кожи отдельных участков стопы (например, часть пальца/палец).

Примечание: носите обувь с защитным колпачком в передней части стопы в случае ран, ассоциируемых с сахарным диабетом.

Противопоказания

Абсолютных противопоказаний к применению изделий не выявлено.

Режим и сроки ношения

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Артикул HAS-317

Назначение/показания к применению

- послеоперационный период после корректирующих остеотомий задних отделов стопы;
- послеоперационный период после травм в области задней части стопы.

Примечание: носите обувь с защитным колпачком в передней части стопы в случае ран, ассоциируемых с сахарным диабетом.

Противопоказания

Абсолютных противопоказаний к применению изделий не выявлено.

Режим и сроки ношения

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Конструкция

HAS-337 имеет 2 модификации:

HAS-337-П – подошва-клин 8 градусов (60:40) с опорой для передней части стопы, толщиной 30 мм. За счет жесткой подошвы изменено естественное скатывание стопы.

HAS-337-К имеет плоскую подошву для равномерного распределения нагрузки по всей площади.

HAS-317 – ортез на нижнюю конечность (голеностопный сустав) с вырезом для снятия нагрузки на пяточную область.

Правила надевания HAS-337, HAS-317

Надевается на носок или тело. Предварительно установив необходимый угол на изделие, стопа размещается на подошвенной части и закрепляется лентой велкро, затем фиксируется голень.

Правила подбора

Подбор ортеза осуществляется совместно с лечащим врачом, исходя из диагноза и размера стопы.

Таблица подбора размера

Размер обуви						
	XS	S	M	L	XL	XXL
HAS-337-П, HAS-337-К	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45	46-48
HAS-317		35-37	38-40	41-42	43-46	

Состав

Верх: пена из полиуретана, сетчатая ткань. **Подкладка:** найлекс.

Стелька: этиленвинилацетат. **Подошва:** этиленвинилацетат, резина.

Комплектность

Орtez, инструкция.

Правила ухода

Поддерживать в чистом виде. При необходимости извлечь стельку для гигиенической обработки. Стирать при температуре 60°C.



Правила и условия эффективного и безопасного использования

Избегайте попадания на материал верха щелочей, кислот, растворителей. Избегайте промокания ортеза во время применения, чтобы не допустить намокания повязок.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению и по истечении срока службы

При нарушении правил эксплуатации изделия возможно появление повреждений в виде разрывов, потертостей.

Правила хранения

Хранить как обычную обувь в сухом месте.

Правила утилизации

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизация с бытовым мусором.

Срок годности

Не установлен.

Гарантийный срок

12 месяцев с момента продажи.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения, включая случайные;
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению.



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-DE.НА38.В.00223/20 (с 17.03.2020 г. по 16.03.2023 г.) выдана ООО «Сервис Плюс».

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

