

ПОДУШКА ПОД НОГИ VENOTEKS

Артикул: П24



ваша победа над варикозом

VENOTEKS®

T H E R A P Y



www.nikamed.ru



VENOTEKS®

T H E R A P Y

Подушка под ноги VENOTEKS предназначена для снятия нагрузки с ног во время ночного сна или дневного отдыха; помогает снять напряжение в мышцах ног после физической нагрузки; используется для поддержания ног в приподнятом положении перед надеванием противоварикозного компрессионного трикотажа, биндажей и ортезов на голеностопный или коленный суставы.

Комплектность

1. Подушка надувная, 1 шт.
2. Ручной воздушный насос, 1 шт.
3. Чехол для хранения, 1 шт.
4. Упаковочная коробка, 1 шт.
5. Инструкция по применению, 1 шт.



Состав подушки

ПВХ - 80%, метилцеллюлоза - 20%.

Материал подушки не содержит вредных веществ, фталатов и тяжелых металлов.

Подушка размером 58 x 85 см (в ненадутом состоянии) состоит из трех соединенных баллонов, наполняемых воздухом.

Назначение

Подушка под ноги специально разработана для снятия нагрузки и отдыха ног. Поддержание ног в приподнятом положении полезно при:

- отеках ног любой этиологии, в том числе при беременности;
- заболеваниях вен и суставов нижних конечностей;
- усталости и тяжести в ногах;
- спазмах и судорогах мышц ног.

Специальная запатентованная форма подушки, разработанная с учетом анатомических особенностей нижних конечностей, способствует полному расслаблению мышц голени, правильному расположению голеностопных и коленных суставов, полноценному отдыху ног.

Патент № 2417784

Правила использования

Полностью разверните подушку. Накачайте все баллоны с помощью ручного воздушного насоса.

Для отдыха и сна разместите подушку так, чтобы самый низкий край подушки (тонкий баллон) располагался в области бедер. Отрегулируйте степень наполнения большого и среднего баллонов для максимально комфортного положения голеней на подушке.

Стопы ног могут лежать на большом баллоне или свисать за краем подушки.



Для поддержания ног в приподнятом положении перед надеванием противоварикозного трикотажа или бандажей и ортезов рекомендуется полежать указанным выше способом не менее 10-15 мин.

Максимальная нагрузка на подушку составляет 80 кг.

Преимущества подушки

- специальная запатентованная форма разработана с учетом анатомических особенностей нижних конечностей;
- возможность регулировать высоту подушки для максимально комфортного применения;
- возможность регулировать степень наполнения отдельных баллонов подушки для оптимального положения голеней на подушке;
- возможность регулировать мягкость подушки за счет наполнения баллонов;
- оптимальные размеры подушки в надутом виде 50 x 60 см (может изменяться в зависимости от степени наполненности баллонов воздухом);
- удобный чехол для хранения.

Уход за подушкой

Подушка не требует особого ухода.

В случае необходимости протрите поверхность подушки влажной тряпочкой.

Гарантийный срок

- Гарантийный срок на подушку и насос составляет 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантия распространяется только на производственные дефекты, нарушающие функциональные свойства изделия.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие удара, механического воздействия, превышения максимальной нагрузки, несанкционированного ремонта или внесения изменения в конструкцию, нарушения правил хранения.
- Гарантия действительна только при использовании и хранении продукции в соответствии с инструкцией.

Срок службы

Не менее 1 года.

Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффективное и безопасное использование подушки VENOTEKS.

Правила хранения и утилизации

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей. Утилизировать вместе с бытовым мусором.

Подушка под ноги VENOTEKS, арт. П24

Сертификат соответствия № РОСС RU.AB42.H00084 от 05.07.2011 г.
выдан ООО «ЦЕНТР ТЕСТ СЕРВИС».

Патент № 2417784

ТУ 8599-006-88419706-2011

Дата изготовления и упаковки:

Производитель:

ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4

Арт. INTVK-П24-N1_02/12