

Условия хранения:

Реклинатор должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Реклинатор утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности:

Срок годности не установлен.

Возможность использования реклинатора дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования реклинатора без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции реклинатора. Не допускается эксплуатация поврежденного реклинатора.

Комплектность:

Ортопедическое изделие арт. CS-160(P), инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01699 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИНМАШ».

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.
Петензии принимает представитель в России и СНГ — ООО «НИКАМЕД» по адресу: Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.



Инструкция по применению ортопедических изделий



Medical Line



Реклинатор ортопедический
CS-160(P)

Область применения/предназначение:

Плечевой пояс, грудной отдел позвоночника. Ортез разработан для детей. Изделие предназначено для многократного личного использования.

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Ключичная повязка (реклинатор), арт. CS-160(P) представляет собой высокотехнологичный вариант колец Дельбе, предназначенных для консервативного лечения неосложненных переломов ключицы у детей, обеспечивая надежное репозиционирование и пострепозиционную фиксацию ключиц. Ключичная повязка также применяется при иных повреждениях и заболеваниях грудинно-ключичного сочленения.

Благодаря тому, что повязка обеспечивает эффективное отведение плеч кзади, смещая углы лопаток к позвоночнику, она может применяться в качестве реклинатора при различных нарушениях осанки. В результате применения повязки за счет выпрямления позвоночника уменьшается напряжение мышц плечевого пояса, исключается воздействие мышечного гипертонуса на ключицы и позвоночник.

Показания к применению:

- лечение переломов ключицы;
- травмы акромиально-ключичного сочленения;
- воспалительно-дегенеративные поражения акромиально-ключичного сочленения;
- тендомиопатии;
- сколиоз I-II ст. грудного отдела позвоночника;
- различные виды нарушения осанки у детей.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения реклинатора назначает лечащий врач.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения реклинатора.

Предупреждения:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться с врачом.

Людям с чувствительной кожей следует надевать реклинатор на нательное белье, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Конструкция:

Ключичная повязка представляет собой фиксирующую систему, состоящую из пелота и системы фиксирующих ремней, крепящихся тремя застежками «Велкро».

Порядок надевания:

Ключичную повязку надевать непосредственно на тело или на майку. Пелот наложить на межлопаточную область. Фиксирующие ремни продеть в пряжки, расположенные в пелоте. Наплечные ремни натянуть и зафиксировать с помощью застежек-липучек «велкро» в положении, обеспечивающем разведение плеч.

Правила подбора:

Необходимо измерить окружность грудной клетки на уровне подмышечных впадин.

Размер	Окружность грудной клетки (см)
S/M	50-65
L/XL	65-80

Состав изделия:

55% полиамид, 25% полиуретан, 5% полиэстер, 15% полиоксиметилен.

Правила ухода:

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

