



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
НА СЛУЖБЕ
ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ



DIN EN ISO 13485

**ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



Уважаемый покупатель!

Вы приобрели стельки Professional Ortho Systems by pedag, сделанные вручную высококвалифицированными специалистами-ортопедами по Вашим индивидуальным меркам.

Индивидуальные ортопедические стельки создаются с учетом особенностей стопы, степени выраженности заболевания и осложнений. Стельки делаются по индивидуальным меркам левой и правой стопы отдельно. Стельки решают именно Ваши проблемы со здоровьем и создают повышенный комфорт для Ваших ног.

Комплектность:

1. две стельки: левая и правая;
2. инструкция пользователя;
3. упаковка.

Индивидуальные ортопедические стельки:

- максимально эффективно поддерживают своды стопы;
- перераспределяют нагрузку по подошвенной поверхности стопы;
- повышают устойчивость;
- улучшают кровообращение;
- предупреждают усталость стоп;
- предупреждают развитие патологических состояний опорно-двигательного аппарата;
- уменьшают ударную нагрузку на стопы, суставы ног и позвоночник, амортизируя при ходьбе.

Состав:

Методика изготовления индивидуальных ортопедических стелек разработана специалистами немецкой фирмы Schelchen GmbH в тесном сотрудничестве с врачами-ортопедами России и Германии.

При изготовлении индивидуальных ортопедических стелек используются высококачественные материалы и комплектующие, обеспечивающие безопасность, экологичность и надежность продукции:

1. каркас изготавливается из высокотемпературного термопластичного полипропилена, который выдерживает нагрузку до 150 кг и не деформируется со временем;
- поверхность стельки изготавливается из натурального материала—кожи крупного рогатого скота растительного дубления;
- для повышения потребительских свойств покрытие стельки может быть изготовлено из высокоэластичного латекса, эвапласта Nora®;
2. пелоты изготавливаются из вулканизированного латекса разной степени жесткости.

Безопасность, экологичность и надежность индивидуальных ортопедических стелек подтверждена сертификатом TÜV ID:8311307400, выданным независимой международной организацией по сертификации.

Показания к применению:

- деформация стопы различного генеза;
- плоскостопие любой степени и этиологии;
- травмы и операции на ногах;
- спортивные нагрузки;
- выполнение тяжелой физической работы;
- хроническое переутомление ног;
- отечный синдром;
- сахарный диабет;
- выраженное преимущественное поражение мелких суставов стопы со стойкими деформациями;
- пяточная шпора;
- беременность;
- варикозное расширение вен нижних конечностей;
- избыточная масса тела;
- облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей.

Противопоказания:

Не выявлены.

Пожалуйста, перед началом использования ознакомьтесь с правилами эксплуатации индивидуальных ортопедических стелек:

- эксплуатируются стельки при температуре от -35°C до $+35^{\circ}\text{C}$;
- режим и сроки ношения стелек определяются лечащим врачом;
- используйте индивидуально изготовленные стельки в обуви, рекомендованной врачом;
- не используйте индивидуально изготовленные стельки в тесной обуви;
- не используйте индивидуально изготовленные стельки в обуви с каблук-ом выше 4-5 см;
- не используйте стельки с покрытием Leather в светлой обуви (возможно окрашивание);
- при ношении стелек Вам может понадобиться около 2-х недель для привыкания.

С учетом сезона используйте стельки с соответствующим верхним покрытием!

Если вы почувствовали боли при использовании индивидуальных стелек, вам необходимо проконсультироваться с врачом!

Уход за изделиями:

- ежедневно вынимайте стельки из обуви и сушите их вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей;
- по мере загрязнения протирайте кожаные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым спиртовым раствором;
- по мере загрязнения протирайте текстильные поверхности стелек мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым мыльным раствором.

Обязательно просушите стельки после обработки!

Нельзя сушить стельки в СВЧ-печи!



Гарантийный срок:

Гарантийный срок на индивидуально изготовленные стельки Professional Ortho Systems by pedag составляет 6 месяцев.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Срок службы:

При соблюдении всех условий эксплуатации и ухода 6 месяцев при нормальной нагрузке.

2-3 месяца при экстремальной нагрузке (большой вес, повышенная потливость, работа, требующая интенсивного движения (ходьбы или бега)).

Правила хранения:

Стельки должны храниться при комнатной температуре в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и огня.

Условия утилизации:

Утилизировать с бытовым мусором. Упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Дата изготовления и упаковывания:

Желаем здоровья и удовольствия от использования индивидуальных стелек Professional Ortho Systems by pedag.

Производитель: Шелхен ГмбХ,
Им Гевербепарк 6, Д-15711, Цеезен, Германия.

Для корреспонденции: 127220, Россия, г. Москва, а/я № 60.