




Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)



- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Поддерживающий бандаж (косынка) (AS-302 (P))



Изделия протезно-ортопедические: Поддерживающий бандаж (косынка) (AS-302 (P))





Артикул: AS-302(P)

[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Описание

Бандаж на плечевой сустав ORLETT AS-302 (P) используется и как самостоятельный способ иммобилизации, и в сочетании с другими ортезами на суставы верхней конечности или традиционными гипсовыми повязками. Бандаж обеспечивает фиксацию и разгрузку суставов верхней конечности за счет перераспределения веса поврежденной руки на поддерживающий элемент, что снижает утомляемость руки и препятствует возникновению болевого синдрома.

Яркий цвет бандажа не только понравится самому ребенку, но и привлечет внимание к поврежденной конечности, препятствуя повторным травмам.

Яркое, красивое, удобное изделие сделает лечение элементом игры для ребенка, способствуя необходимым для лечения срокам ношения.

Степень фиксации: средняя.

Линейка: Junior Line.

Состав: 60% полиэстер, 15% полиамид, 10% полиуретан, 5% хлопок, 10% полиэтилен.

Показания

- Иммобилизация при травмах плечевого сустава.
- Иммобилизация при травмах и воспалениях мышц плечевого пояса.
- Фиксация плечевого сустава в послеоперационном периоде.

Цвета: ярко-зеленый.

Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Подбор размеров

Для корректного подбора размера поддерживающего бандажа на плечевой сустав ORLETT AS-302(P) необходимо сантиметровой лентой измерить длину предплечья от вершины локтевого отростка до пястно-фалангового сустава V пальца.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер бандажа на плечевой сустав ORLETT.



[illegible]