



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORTMANN](#) | Приспособления ортопедические корректирующие MOLLI



Приспособления ортопедические корректирующие MOLLI





Артикул: F-00055

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Мягкие и комфортные межпальцевые вставки MOLLI изготовлены из специального полимерного геля TRIBLOCK. Минеральное масло, входящее в состав геля TRIBLOCK, смягчает и увлажняет кожу. Гель безопасен для кожи и не вызывает аллергии. При постоянном использовании гелевые вставки MOLLI помогают быстро и эффективно устранить болевые ощущения и дискомфорт в межпальцевых промежутках при мозолях, потертостях, деформациях, лечении ушибов и воспалений суставов пальцев ног. Вставки MOLLI предназначены для многократного применения и идеально подходят для чувствительной кожи.

Плоские гелевые вставки MOLLI оказывают следующие эффекты:

- разделяют прижатые друг к другу пальцы
- предотвращают трение, потертости, мозоли
- эффективно смягчают кожу в области контакта с гелем.

Комплектность: 2 шт. в упаковке.

Назначения

- Quintus varus (отклонение мизинца кнутри)
- молоткообразные пальцы
- мозоли межфаланговых суставов
- трещины
- потертости
- повреждения кожи пальцев стопы
- вросшие ногти
- деформации суставов пальцев ног
- ушибы суставов пальцев ног
- артрозо-артриты и бурситы межфаланговых суставов.

Особенности

Гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют размягчению мозолей.

Цвета: Бесцветный прозрачный

Размеры: артикул/индекс: F-00055-02B размер: M
артикул/индекс: F-00055-03B размер: L

Примечание:

Сертификаты



Обратная связь



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.

