



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)



- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [ORTMANN](#) | Приспособления ортопедические корректирующие FORMAN



Приспособления ортопедические корректирующие FORMAN





Артикул: F-00043

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Мягкий, комфортный гелевый пелот FORMAN сделан из специального полимерного геля TRIBLOCK, безопасного для кожи и не вызывающего аллергии. Подушечка прочно крепится на ноге долговечной трикотажной эластичной манжетой. Для использования изделия на правой и левой ногах манжету выворачивают наизнанку. При постоянном использовании гелевые пелоты FORMAN помогают быстро и эффективно устранить болевые ощущения и дискомфорт в чувствительных участках стопы при натоптышах, мозолях, потертостях, воспалении кожи и на ранних стадиях Hallux valgus («косточки» на ногах при отклонении больших пальцев кнаружи). Пелот переднего отдела стопы FORMAN предназначен для многоразового применения во всех типах обуви и идеально подходит для чувствительной кожи.

Приспособление-пелот переднего отдела стопы FORMAN оказывает следующие эффекты:

- защита от контакта с обувью
- эффективное смягчение кожи в области контакта с гелем
- гелевый пелот защищает передний отдел стопы от ударных нагрузок
- мягкая и эластичная манжета эффективно уменьшает боль и дискомфорт в стопах, не препятствуя кровотоку.

Комплектность: 1 шт. в упаковке.

Назначения

- травмы и деформации плюснефаланговых суставов
- поперечная распластанность стоп
- начальная и средняя степени Hallux Valgus (отклонение большого пальца стопы кнаружи)
- натоптыши и мозоли в основании пальцев
- трещины
- потертости
- идеально подходит для чувствительной кожи
- предназначен для многоразового применения во всех типах обуви.

Особенности

Трикотажная манжета с разделителем, внутри которой вставлена гелевая прокладка. Гель TRIBLOCK на 80% состоит из минеральных масел. Минеральные масла увлажняют кожу и способствуют размягчению мозолей.

Цвета: Бежевый

