



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Отводящий ортез на плечевой сустав (SA-209)



Изделия протезно-ортопедические: Отводящий ортез на плечевой сустав (SA-209)





Артикул: SA-209

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Орtez ORLETT SA-209 фиксирует плечо в физиологически выгодном положении отведения (угол 15-60 градусов). Физиологическое положение облегчает разработку сустава в посттравматическом/послеоперационном периоде. Ношение абдукционного ортеза обеспечивает разгрузку плечевого сустава и мышц плечевого пояса, сокращая период выздоровления.

Степень фиксации: полная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 70% полиуретан, 28% полиамид, 2% полиэстер.

Показания

- Иммобилизация после травм плечевого пояса (в т.ч. вывихи, субкапитальные переломы плеча).
- Иммобилизация плечевого пояса в послеоперационном периоде.
- Иммобилизация при лечении воспалительно-дегенеративных заболеваний плечевого пояса.

Цвета: черный.

Размеры: S/M, L/XL.

Подбор размеров

Для корректного подбора размера отводящего ортеза на плечевой сустав ORLETT SA-209 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность талии.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Таблица подбора размеров:

