



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ортез на голеностопный сустав с пневмокамерой HAS-337



Изделия протезно-ортопедические: Ортез на голеностопный сустав с пневмокамерой HAS-337





Артикул: HAS-337



[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Описание

Ортез состоит из внутренней пневмокамеры, сапожка-манжеты на голень и стопу, подошвы с перекатом, манометра с пневмогрушей

- Ортез Orlett на голеностопный сустав с внутренней пневмокамерой позволяет полностью иммобилизовать голеностопный сустав.
- Пневмокамера равномерно распределяет давление по голеностопному суставу, что способствует уменьшению отека и скорейшему снижению боли и восстановлению после травмы или операции.
- Манометра с пневмогрушей дает возможность контролировать уровень компрессии и предупредить чрезмерное давление.
- Подушки-подпяточники амортизируют при ходьбе и снижают ударные нагрузки на голеностопный сустав.
- Перекат подошвы обеспечивает разгрузку переднего отдела стопы, что в сочетании с равномерной компрессии пневмокамеры, способствует улучшению трофики стопы и скорейшему заживлению диабетических ран переднего отдела.

Назначения

- Консервативное лечение стабильных переломов дистального отдела малоберцовой кости, лодыжек, костей предплюсны и плюсны.
- Реабилитация после операций на вышеуказанных областях.
- Повреждения сухожильно-связочного аппарата голеностопного сустава, мягких тканей стопы.
- Иммобилизация голеностопного сустава (под углом 90°) при парезе седалищного или малоберцового нерва.
- Неинфицированные нейропатические раны переднего отдела стопы.
- Все выше перечисленное у пациентов с сахарным диабетом.

Оказываемые эффекты

1. Ортез на голеностопный сустав и стопу Orlett HAS-337 обеспечивает полную степень фиксации голеностопного сустава

- с углом 90°.
2. Закругленный подошвенный контур обеспечивает физиологический пережат при ходьбе и существенно снижает нагрузку на передний отдел стопы (доказано данными бароподометрии в нагрузке), что способствует профилактике и реабилитации нейропатических ран переднего отдела стопы у пациентов с сахарным диабетом.
3. Мягкая стелька снижает ударные нагрузки на голеностопный сустав при ходьбе, что уменьшает болезненность во время передвижения после операции или травмы.
4. Внутренняя пневмокамера позволяет регулировать необходимый уровень внешнего компрессионного воздействия на пораженную область и способствует фиксации и более быстрому рассасыванию отекающей жидкости, гематом

Особенности

- Холодостойкий пластик позволяет носить ортез зимой (до -15С)
- В комплект входит манометр с пневмогрушей, что позволяет точно дозировать давление.
- Легко надевается и снимается благодаря системе креплений Велкро
- Мягкая, удобная подкладка обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Подкладка съёмная, легко стирается
- Наличие съёмного тканевого чехла, закрывающего пальцы при использовании ортеза на улице
- Внутренний слой тканевой оболочки воздушной системы выполнен из полиэстера, сетчатого материала, для лучшей циркуляции воздуха.
- Эффективность применения ортеза Orlett на голеностопный сустав и стопу арт. HAS-337 доказана клиническим исследованием на базе ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- Является прекрасным средством для профилактики и реабилитации у пациентов с сахарным диабетом.

Цвета: черный
Размеры: S/M, L/XL

Подбор размеров



Для корректного подбора ортеза необходимо измерить сантиметровой лентой длину стопы. Согласно полученным результатам подобрать ортез Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Длина стопы, см
S/M	от 23 до 27
L/XL	от 27 до 30

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Инструкция: [Скачать](#)

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.



127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.

[illegible]