



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Корректор осанки легкий (TLSO-360(A))



Изделия протезно-ортопедические: Корректор осанки легкий (TLSO-360(A))





Артикул: TLSO-360(A)

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Корректор осанки легкой степени фиксации ORLETT TLSO-360(A) легок и незаметен под одеждой — его удобно носить в течение рабочего или учебного дня.

Фиксация осуществляется за счет дорзальной планки и системы эластичных ремней, степень натяжения которых можно регулировать для максимально комфортных лечения и профилактики.

Степень фиксации: средняя.

Линейка: Medical Line.

Состав: 45% полиамид, 30% эластан, 15% полиэстер, 10% сталь.

Показания

- Нарушения осанки, в т.ч. сопровождающиеся болевым синдромом легкой и средней степени.
- Профилактика нарушений осанки при длительных статических нагрузках.

Цвета: черный.

Размеры: XS, S, M, L, XL.

Подбор размеров

Для корректного подбора размера корректора осанки ORLETT TLSO-360(A) необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность грудной клетки, на уровне подмышечных впадин.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер корректора осанки ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корректор осанки. Важно, чтобы корректор осанки был удобен.

Таблица подбора размеров:

