



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ключичная повязка (CS-160(P))



Изделия протезно-ортопедические: Ключичная повязка (CS-160(P))





Артикул: CS-160(P)

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Ключичная повязка (реклинатор) ORLETT CS-160(P) представляет собой высокотехнологичный вариант колец Дельбе, предназначенных для консервативного лечения неосложненных переломов ключицы у детей. Повязка обеспечивает надежное репозиционирование и пострепозиционную фиксацию ключиц, применяется при иных повреждениях и заболеваниях грудино-ключичного сочленения.

Благодаря тому, что повязка обеспечивает эффективное отведение плеч кзади, смещая углы лопаток к позвоночнику, она может применяться в качестве реклинатора при различных нарушениях осанки. В результате применения повязки за счет выпрямления позвоночника, уменьшается напряжение мышц плечевого пояса, исключается воздействие мышечного гипертонуса на ключицы и позвоночник.

Степень фиксации: средняя.

Линейка: Junior Line.

Состав: 55% полиамид, 25% полиуретан, 5% полиэстер, 15% полиоксиметилен.

Показания

- Лечение переломов ключицы.
- Травмы акромиально-ключичного сочленения.
- Воспалительно - дегенеративные поражения акромиально-ключичного сочленения.
- Тендомиопатии.
- Сколиоз I-II ст. грудного отдела позвоночника.
- Различные виды нарушения осанки у детей.

Цвета: ярко-зеленый.

Размеры: S/M, L/XL.

Подбор размеров

Для корректного подбора размера ключичной повязки ORLETT CS-160(P) необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность грудной клетки на уровне подмышечных впадин.

[illegible]

[illegible]