



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

🔍

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ортез на межфаланговые суставы (FG-100)



## Изделия протезно-ортопедические: Ортез на межфаланговые суставы (FG-100)





Артикул: FG-100

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

## Описание

Пластиковая шина на палец ORLETT FG-100 обеспечивает надежную фиксацию межфаланговых суставов пальцев кисти. Фиксация обеспечивается застежками Велкро. Шина на палец рентген-позитивна, обеспечивает высокий комфорт в процессе лечения, за счет своего малого веса и современных материалов. В процессе эксплуатации ортез не теряет своего внешнего вида и легок в повседневном уходе.

Степень фиксации: полная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 22% полиамид, 64% полиэтилен, 14% этиленвинилацетат.

## Показания

- Переломы, ушибы и прочие травмы пальцев кисти.
- Вывихи суставов пальцев кисти.
- Реабилитация после оперативных вмешательств на суставах пальцев кисти.
- Растяжение связок пальцев кисти.

**Цвета:** серый.

Размеры: S, M, L, XL.

## Подбор размеров

Для корректного подбора ортеза ORLETT FG-100 необходимо сантиметровой лентой измерить длину пальца руки от проекции суставной щели пястно-фалангового сустава до кончика пальца.

В зависимости от строения пальцев, характера травмы (заболевания), вида лечения может потребоваться индивидуальный подбор размера, отличный от рекомендованных. Точный размер ортеза определяет врач в соответствии с указанной длиной ортеза.



amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;