



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Деротационный ортез (TAN-201 F)



## Изделия протезно-ортопедические: Деротационный ортез (TAN-201 F)





Артикул: TAN-201(F)

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

## Описание

Ортез на голеностопный сустав и стопу (деротационный ортез) ORLETT TAN-201 F обеспечивает надежную фиксацию нижней трети голени, голеностопного сустава и стопы, препятствуя внутренней и наружной ротации бедра.

Предназначен для реабилитации только в положении лежа. Ортез надевается непосредственно на тело, благодаря системе фиксирующих ремней надежно фиксирует и стабилизирует нижнюю конечность в функционально выгодном положении (диапазон 90-45) за счет Т-образной планки, крепящейся к ортезу поверхностью «Велкро». Режим, сроки ношения, положение конечности определяет лечащий врач.

Степень фиксации: полная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 20% полиуретан, 15% полиамид, 8% полиэстер, 3% сталь, 40% полипропилен, 12% акрилонитрилбутадиенстирол, 2% полиоксиметилен.

## Показания

- переломы шейки бедра;
- межвертельные переломы бедра;
- ранняя послеоперационная реабилитация пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава;
- парезы и параличи нижних конечностей различного генеза;
- реабилитационный период после острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт);
- поражения нервов нижней конечности;
- плантарный фасциит.

**Цвета:** серый.

**Размеры:** S/M, L/XL.

## Подбор размеров

Для корректного подбора деротационного ортеза ORLETT TAN-201 F необходимо измерить сантиметровой лентой длину стопы.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.



