



никамед



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)



[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [VENOTEKS](#) | Изделия компрессионные для нижних и верхних конечностей в наборах и в отдельных упаковках: рукав, арт. 2L504

VENOTEKS®

LYMPHO

**Изделия компрессионные для нижних и верхних конечностей в наборах и в отдельных упаковках: рукав, арт. 2L504**



бежевый



Артикул: 2L504

<b>РАЗМЕРЫ</b>	S, M, L, XL
<b>ДЛИНА</b>	стандарт (см. таблицу подбора размеров)



**ИНСТРУКЦИЯ** [Скачать](#)

[Предыдущий](#)  
[Следующий](#)

Компрессионный рукав для больных с лимфопенозной недостаточностью

2-ый класс компрессии 26-32 мм рт. ст.

Лечебные компрессионные рукава современное и эффективное средство для профилактики и лечения лимфатических отеков верхних конечностей. Компрессионный рукав восстанавливает отток лимфы из тканей руки, быстро и эффективно снимает отеки, в короткие сроки приносит облегчение и повышает качество жизни.

Лечебные компрессионные рукава изготовлены по современной технологии круговой вязки, имеет пористую структуру, которая позволяет коже дышать, и делает изделие удобным и комфортным.

Рукав надежно фиксируется на плече без скручивания, соскальзывания и образования складок, отсутствие швов предотвращает травмирование кожи. Рукав можно носить под одеждой незаметно для окружающих.

**Состав:** 75% нейлона, 25% эластана

## Характеристики

- Оптимальное физиологически распределенное давление, максимальное в области запястья, постепенно убывающее к верхней трети плеча;
- Параметры компрессии заложены в сложной современной технологии их изготовления;
- Компрессия точно рассчитана, дозирована и измерена в миллиметрах ртутного столба;
- Эффективная фиксация на плече, не скатывается и не перетягивает руку;
- Специальная технология круговой вязки без швов предотвращает травмирование кожи, обеспечивает температурный и водный баланс кожи;
- Мягкая, гипоаллергенная, дышащая ткань;
- Гарантированное сохранение компрессионных свойств в течение 6 месяцев ежедневного использования;
- Производится из современных, безопасных материалов, обеспечивающих активный воздухо- и влагообмен. LatexFree.

## Показания к применению

Первичная лимфедема (врожденные аномалии лимфатической системы, болезни Милроя, юношеская лимфедемия и т.д.);

Вторичная лимфедема:

- состояния после мастэктомии и лучевой терапии;
- при повреждении лимфатических сосудов вследствие травм;
- при повреждении лимфатических сосудов вследствие операций и глубоких ожогов;
- осложнение рожистого воспаления дермы и подкожной клетчатки;
- осложнение при длительном ограничении подвижности руки на фоне инсультов, применения гипсовых повязок, синдрома "теннисного локтя и других заболеваний;

Тромбозы и тромбозы вен плеча и предплечья (включая постинъекционные осложнения).

## Противопоказания

- Заболевания артерий (облитерирующий атеросклероз, эндартериит, диабетическая полинейтропатия и ангиопатия);
- Сердечно-легочная недостаточность;
- Острая инфекция мягких тканей;
- Местные кожные заболевания;
- Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав трикотажа;
- Нарушение чувствительности.

## Подбор размеров



