



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Корректор осанки усиленный (TLSO-251(F))



Изделия протезно-ортопедические: Корректор осанки усиленный (TLSO-251(F))





Артикул: TLSO-251(F)

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Ортопедический корректор осанки ORLETT TLSO-251(F) фиксирует позвоночник в правильном положении за счет ребер жесткости и системы нерастяжимых ремней, минимизируя патологическую нагрузку на позвонки и связочно-мышечный аппарат, благодаря чему снижается болевой синдром, чувство усталости и перенапряжения, сокращаются сроки лечения.

Корректор осанки ORLETT способствует формированию правильного стереотипа осанки.

Степень фиксации: сильная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 27% полиэстер, 17% хлопок, 17% эластан, 8% полипропилен, 8% полиуретан, 8% полиамид, 3% латекс, 10% алюминий, 2% поливинилхлорид.

Показания

- Нарушения осанки, сопровождающиеся болевым синдромом.
- Остеохондроз.
- Сколиоз I - III ст.
- Остеопороз (в т.ч. профилактика переломов).
- Вторичная реабилитация после травм и операций на позвоночнике.

Цвета: черный, бежевый.

Размеры: S, S1, M, M1 L, L1, XL, XL1, XXL, XXL1.

Подбор размеров

Для корректного подбора размера корректора осанки ORLETT TLSO-251(F) необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность талии и бедер. Сумма окружностей талии и бедер делится пополам.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер корректора осанки ORLETT.

[illegible]