



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Согревающий корсет (NLSS-156)



Изделия протезно-ортопедические: Согревающий корсет (NLSS-156)





Артикул: NLSS-156



[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Описание

Ортопедический корсет ORLETT NLSS-156 выполнен из аэропрена — высокотехнологичного материала, который отличается высоким теплосберегающим эффектом. Ортез способствует разгрузке поясничного отдела позвоночника, дополнительная фиксация осуществляется за счет металлических ребер жесткости и фиксирующих ремней. Теплосберегающий эффект аэропрена стимулирует кровообращение в зоне поясницы, способствуя скорейшему выздоровлению. Может применяться в качестве профилактического средства в холодное время года.

Степень фиксации: средняя.

Линейка: Medical Line.

Состав: 55% полихлоропрен, 15% полиэстер, 10% полиамид, 10% полиуретан, 8% сталь, 2% поливинилхлорид.

Показания

- Радикулит.
- Миозит.
- Травмы мышц.
- Профилактика травм и обострений воспалительных заболеваний поясничной области в холодное время года.
- Защита поясницы от переохлаждения в холодное время года.

Цвета: черный.

Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Подбор размеров

Для корректного подбора размера корсета из неопрена с металлическими ребрами жесткости ORLETT NLSS-156 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность талии.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер корсета ORLETT.

