



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

🔍

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)
[Каталог](#)
[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические на верхние конечности: Поддерживающий бандаж (косынка) (AS-302)



Изделия протезно-ортопедические на верхние конечности: Поддерживающий бандаж (косынка) (AS-302)



Артикул: AS-302

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Бандаж на плечевой сустав ORLETT AS-302 используется и как самостоятельный способ иммобилизации, и в сочетании с другими ортезами на суставы верхней конечности или традиционными гипсовыми повязками. Бандаж обеспечивает фиксацию и разгрузку суставов верхней конечности за счет перераспределения веса поврежденной руки на поддерживающий элемент, что снижает утомляемость руки и препятствует возникновению болевого синдрома.

Степень фиксации: средняя.

Линейка: Medical Line.

Состав: 62% полиэстер, 15% полиамид, 8% хлопок, 5% полиуретан, 10% полиоксиметилен.

Показания

- Иммобилизация при травмах плечевого сустава.
- Иммобилизация при травмах и воспалениях мышц плечевого пояса.
- Фиксация плечевого сустава в послеоперационном периоде.

- Ограничение движений в плечевом суставе при лечении воспалительно-дегенеративных заболеваний.

Цвета: синий.

Размеры: XXS, XS, S, M, L, XL.

Подбор размеров


Для корректного подбора размера поддерживающего бандажа на плечевой сустав ORLETT AS-302 необходимо сантиметровой лентой измерить длину предплечья от вершины локтевого отростка до пястно-фалангового сустава V пальца.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер бандажа на плечевой сустав ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Таблица подбора размеров:

РАЗМЕР	XXS	XS	S	M	L	XL
ДЛИНА ПРЕДПЛЕЧЬЯ ОТ ВЕРШИНЫ ЛОКТЕВОГО ОТРОСТКА ДО ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВА V ПАЛЬЦА, СМ	<27	27-30	30-33	33-36	36-39	>39



Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



Версия для печати

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

[Обратная связь](#)



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.



