



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

🔍

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Реклинатор (CS-150)



Изделия протезно-ортопедические: Реклинатор (CS-150)





Артикул: CS-150

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Реклинатор ORLETT CS-150 обеспечивает эффективное отведение плеч кзади, смещая углы лопаток к позвоночнику, формируя правильное положение позвоночника при различных нарушениях осанки. В результате выпрямления позвоночника уменьшается напряжение мышц плечевого пояса, исключается воздействие патологического мышечного гипертонуса на ключицы и позвоночник.

Степень фиксации: средняя.

Линейка: Medical Line.

Состав: 40% полиэстер, 30% полиамид, 15% полиуретан, 13% этиленвинилацетат, 2% эластан.

Показания

- Остеохондроз грудного отдела позвоночника.
- Сколиоз I-II ст. грудного отдела позвоночника.
- Различные виды нарушения осанки, в т.ч. сутулость.

Цвета: черный.

Размеры: S/M, L/XL.

Подбор размеров

Для корректного подбора размера реклинатора ORLETT CS-150 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность грудной клетки на уровне подмышечных впадин.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер реклинатора ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить реклинатор. Важно, чтобы реклинатор был удобен.

Таблица подбора размеров:

