



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

🔍

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ортез на плечевой сустав (RS-129)



Изделия протезно-ортопедические: Ортез на плечевой сустав (RS-129)





Артикул: RS-129

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Ортез на плечевой сустав и руку (с ограничением отведения) ORLETT RS-129 без использования фиксирующего ремня обеспечивает сильную степень фиксации плечевого сустава. Съемный фиксирующий ремень позволяет установить дополнительное ограничение отведения в плечевом суставе. Ортез изготовлен из комфортного и прочного материала Airvelvet, который обеспечивает согревающий эффект при длительном ношении. Теплосберегающий эффект материала ортеза способствует улучшению кровообращения, усилению действия лекарственных средств местного применения и ускорению выздоровления. Отверстия в материале выполнены в строго определенном порядке, обеспечивая коже оптимальный влаго- и воздухообмен.

Степень фиксации: сильная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 57% полиуретан, 36% полиамид, 2% полиэстер, 5% полиэтилен.

Показания

- Иммобилизация при травмах плечевого сустава.
- Иммобилизация при травмах и воспалениях мышц плечевого пояса.
- Фиксация плечевого сустава в послеоперационном периоде.
- Ограничение движений в плечевом суставе при лечении воспалительно-дегенеративных заболеваний.

Цвета: черный.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Подбор размеров

Для корректного подбора размера ортеза на плечевой сустав ORLETT RS-129 необходимо сантиметровой лентой измерить окружность грудной клетки на уровне подмышечных впадин.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза на плечевой сустав ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Таблица подбора размеров:

