



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ортез на лучезапястный сустав удлинённый (WRS-302)



Изделия протезно-ортопедические: Ортез на лучезапястный сустав удлинённый (WRS-302)





Артикул: WRS-302

[Следующий](#)

Описание

Ортез на лучезапястный сустав ORLETT WRS-302 обеспечивает полную фиксацию: иммобилизацию лучезапястного сустава и I пястно-фалангового сустава в положении отведения. Иммобилизирующие свойства ортеза позволяют использовать его как альтернативу гипсовым повязкам, применяемым для лечения травм и заболеваний лучезапястного сустава, а также I пястно-фалангового сустава. Конструкция ортеза позволяет сохранять функциональные движения кисти, насколько это позволяет осуществить необходимая фиксация I пястно-фалангового сустава.

Степень фиксации: полная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 40% полиэстер, 20% полиамид, 10% эластан, 20% алюминий, 10% полипропилен.

Назначения

- Иммобилизация при травмах лучезапястного сустава.
- Иммобилизация лучезапястного сустава после оперативных вмешательств.
- Иммобилизация после травм и операций I пястно-фалангового сустава.
- Иммобилизация лучезапястного и I пястно-фалангового суставов при лечении воспалительно-дегенеративных заболеваний.
- Периферические мононейропатии (туннельный синдром).
- Профилактика возникновения сгибательных контрактур кисти.

Особенности

- 2 металлические шины фиксируют лучезапястный сустав, предплечье и суставы 1-го пальца кисти в заданном положении. Степень отведения 1-го пальца можно регулировать.
- материал не вызывает аллергии и кожных реакций. Ортез плотно прилегает к суставу, комфортен, гигиеничен, удобен, прост в применении.

Цвета: черный.

Размеры: S, M, L, XL.

Подбор размеров

&amp;=http://mc.yandex.ru/watch/23960755" style="position:absolute; left:-9999px;" alt=""

[illegible]