



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ортез на лучезапястный сустав согревающий (WRS-202)



Изделия протезно-ортопедические: Ортез на лучезапястный сустав согревающий (WRS-202)





Артикул: WRS-202

[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Описание

Ортез на лучезапястный сустав с металлической шиной ORLETT WRS-202 ограничивает подвижность и обеспечивает сильную фиксацию лучезапястного сустава, способствуя снижению болевого синдрома. Ремень с застежкой-липучкой «Велкро» позволяет осуществлять, в случае необходимости, дополнительную фиксацию лучезапястного сустава.

Ортез изготовлен из аэропрена, который обладает свойством сберегать тепло тела, что улучшает кровообращение в мягких тканях и позволяет усиливать лечебный эффект от применения наружных лекарственных средств (мази, гели, кремы).

Степень фиксации: сильна.

Линейка: Medical Line.

Состав: 23% полихлоропрен, 22% хлопок, 16% эластан, 22% алюминий, 17% латекс.

Показания

- Иммобилизация при травмах лучезапястного сустава.
- Иммобилизация лучезапястного сустава после оперативных вмешательств.
- Иммобилизация лучезапястного сустава при лечении воспалительно-дегенеративных заболеваний.
- Периферические мононейропатии (туннельный синдром).
- Профилактика возникновения сгибательных контрактур кисти.

Цвета: бежевый, черный.

Размеры: S, M, L, XL.

Подбор размеров

Для корректного подбора ортеза на лучезапястный сустав ORLETT WRS-202 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность лучезапястного сустава.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

[illegible]

