



никамед



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ортез на лучезапястный сустав и 1 пястно-фаланговый сустав согревающий (WRS-305)



Изделия протезно-ортопедические: Ортез на лучезапястный сустав и 1 пястно-фаланговый сустав согревающий (WRS-305)



Артикул: WRS-305

[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Описание

Ортез на пястно-фаланговый сустав ORLETT WRS-305 обеспечивает сильную фиксацию пястно-фалангового сустава 1-го пальца кисти в положении отведения, способствуя снижению болевого синдрома за счет разгрузки суставов и связочно-мышечного аппарата I пальца кисти. В положении отведения I палец кисти фиксирует металлическая шина. Теплосберегающие свойства материала аэропрен, из которого изготовлен ортез, улучшают микроциркуляцию, способствуя уменьшению отека и ускорению выздоровления.

Степень фиксации: сильная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 55% полихлоропрен, 20% полиамид, 12% полиэстер, 5% латекс, 2% эластан, 6% алюминий.

Показания

- Травмы запястно-пястного и пястно-фалангового суставов.
- Воспалительно- дегенеративные заболевания запястно-пястного и пястно-фалангового суставов.

[illegible]

[illegible]