



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

🔍

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Регулируемый ортез на тазобедренный сустав (НФО-333)



## Изделия протезно-ортопедические: Регулируемый ортез на тазобедренный сустав (НФО-333)





Артикул: HFO-333

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

## Описание

Ортез на тазобедренный сустав ORLETT HFO-333 стабилизирует и разгружает тазобедренный сустав. В ортезе предусмотрена иммобилизация тазобедренного сустава в положении отведения в диапазоне от -5 до +40 градусов, а также регулировка объема движения (сгибания-разгибания) с шагом в 10 градусов. Перераспределение нагрузки с тазобедренного сустава в ортезе ORLETT HFO-333, способствует сокращению сроков реабилитации. Ортез подгоняется точно по фигуре пациента, а материалы ортеза легки в повседневном уходе, что обеспечивает комфортное ношение даже в течение длительного времени.

Степень фиксации: переменная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 30% термопластичный полиэтилен, 10% сталь, 20% алюминий, 20% полиамид, 20% полиуретан.

## Показания

- Переломы шейки бедренной кости.
- Первичное тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.
- Ревизионные операции на тазобедренном суставе.
- Резекция головки бедренной кости.
- Корректирующая остеотомия бедра.
- Исключение нагрузок на тазобедренный сустав в послеоперационном периоде.

**Цвета:** белый.

Размеры: S, M, L, XL.

## Подбор размеров

Для корректного подбора ортеза на тазобедренный сустав ORLETT HFO-333 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружности талии и середины бедра.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.



amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;