



никамед



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Имobilизирующий ортез на коленный сустав (тутор) (KS-601)



Изделия протезно-ортопедические: Имobilизирующий ортез на коленный сустав (тутор) (KS-601)



Артикул: KS-601

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Ортез на коленный сустав ORLETT KS-601 предназначен для иммобилизации (полной фиксации) коленного сустава. Фиксация достигается при помощи 5-ти съемных металлических шин и манжет с ремнями-затяжками, снабженными застежками-липучками «Велкро». Предусмотрена возможность индивидуального моделирования металлических шин для наиболее точного соответствия анатомическим параметрам пациента. Конструкция ортеза обеспечивает беспрепятственный доступ к послеоперационным ранам. Материалы ортеза обеспечивают его длительное и комфортное ношение.

Степень фиксации: полная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 30% полиамид, 15% полиуретан, 10% полиэстер, 5% хлопок, 40% алюминий.

Показания

- Травмы коленного сустава.
- Состояния после операций на коленном суставе.
- Нефиксированные деформации коленного сустава.

Цвета: черный.

Размеры: S, M, L, XL.

Подбор размеров


Для корректного подбора усиленного ортеза на коленный сустав ORLETT KS-601 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность середины бедра.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Таблица подбора размеров:

| РАЗМЕР | S | M | L | XL |
|-------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| ОКРУЖНОСТЬ СЕРЕДИНЫ БЕДРА, СМ | <43 | 43-50 | 50-56 | 56-62 |
| ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, СМ | 42 | 50 | 58 | 63 |



Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



[Версия для печати](#)

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

[Обратная связь](#)



