




Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)



- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические:Рамный ортез на коленный сустав (РО-303)



Изделия протезно-ортопедические:Рамный ортез на коленный сустав (РО-303)





Артикул: PO-303

[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Описание

Ортез на коленный сустав с регулятором объема движения ORLETT PO-303 обеспечивает жесткую фиксацию коленного сустава в сагиттальной плоскости (уменьшение симптома «переднего выдвижного ящика») и боковую стабилизацию. Защищает от переразгибания и чрезмерного сгибания в суставе. Имobilизирует коленный сустав под углами 10, 20, 40 градусов. Задаёт объем движения в диапазоне 10, 20, 40, 60, 90 градусов. Позволяет осуществлять раннюю мобилизацию сустава после оперативных вмешательств и травм. Уменьшает болевой синдром.

Степень фиксации: переменная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 15% полиамид, 10% полиэстер, 10% полихлоропрен, 3% полиуретан, 2% хлопок, 50% алюминий, 10% сталь.

Показания

- Восстановительный период после операций на связочном аппарате коленного сустава.
- Консервативная терапия травм связок коленного сустава.
- Нефиксированные деформации коленного сустава.
- Рекурвация коленного сустава.

Цвета: черный.

Размеры: на правую или левую ногу; S, M, L.

Подбор размеров

Для корректного подбора ортеза на коленный сустав с регуляторами объема движения ORLETT PO-303 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность бедра на уровне 17 см выше середины коленной чашечки.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Таблица подбора размеров:

