



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ортез на коленный сустав разъемный, согревающий (RKN-203)



Изделия протезно-ортопедические: Ортез на коленный сустав разъемный, согревающий (RKN-203)





Артикул: RKN-203

[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Описание

Ортез на коленный сустав ORLETT RKN-203 обеспечивает сильную степень фиксации коленного сустава и его боковую стабилизацию. Два полицентрических шарнира обеспечивают нормальную биомеханику коленного сустава при движении, препятствуют патологическим нагрузкам на связочный аппарат и предотвращают переразгибание коленного сустава. Ношение ортеза способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей. В модели RKN-203 предусмотрена разъемная конструкция, которая применяется в случаях:

- сильного отека или раннего послеоперационного периода, когда необходим быстрый доступ к области коленного сустава;
- при значительной разнице в объемах бедра и голени, для точного позиционирования ортеза в области коленного сустава.

Степень фиксации: сильная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 30% полихлоропрен, 25% полиамид, 25% полиэстер, 15% алюминий, 5% поливинилхлорид.

Показания

- Воспалительно-дегенеративные заболевания коленного сустава, в т.ч. деформирующий остеоартроз I-II ст.
- Нефиксированные деформации коленного сустава.
- Вторичная реабилитация после травм и операций на коленном суставе.
- Травмы надколенника.
- Пателлофеморальный болевой синдром.

Цвета: черный.

Размеры: S, M, L, XL, XXL.

mce_src="http://mc.yandex.ru/watch/23960755" style="position:absolute; left:-9999px;" alt=""