



никамед



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Согревающий бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом и ребрами жесткости (RKN-103 (M))



Изделия протезно-ортопедические: Согревающий бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом и ребрами жесткости (RKN-103 (M))



Артикул: RKN-103(M)

[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Описание

Бандаж ORLETT RKN-103(M) стабилизирует и разгружает коленный сустав, ограничивает в нем патологические движения. Бандаж выполнен из современного материала – аэропрена – не препятствующего нормальному воздухообмену.

Теплосберегающий эффект аэропрена способствует стимуляции кровообращения в пораженной области и потенцирует действие лекарственных средств местного применения. Патellarное кольцо фиксирует надколенник в правильном положении и препятствует патологическому перераспределению отеков.

Спиралевидные ребра жесткости способствуют правильному позиционированию ортеза в зоне коленного сустава, предотвращают его смещение и скручивание, что особенно важно для пациентов с нестандартным соотношением объемов голень/бедро. С 2015 года в модельном ряду предусмотрены размеры для пациентов с увеличенным объемом бедра.

Степень фиксации: средняя.

Линейка: Medical Line.

Состав: 22% полихлоропрен, 19% хлопок, 14% эластан, 28% сталь, 17% латекс.

Показания

- Воспалительно-дегенеративные заболевания коленного сустава (при отсутствии противопоказаний к согревающей терапии).
- Вторичная реабилитация после травм и операций на коленном суставе и надколеннике.
- Профилактика травм и обострений (особенно сезонных) воспалительно-дегенеративных заболеваний коленного сустава.

Цвета: бежевый, черный.

Размеры: S, M, L, XL, XXL, FL, FXL.

Подбор размеров


Для корректного подбора согревающего бандажа на коленный сустав ORLETT RKN-103(M) необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность середины коленного сустава.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер бандажа ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Таблица подбора размеров:

РАЗМЕР	S	M	L	XL	XXL	FL	FXL
ОКРУЖНОСТЬ СЕРЕДИНЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА, СМ	30-35	35-40	40-45	45-50	> 50	40-45	45-50
ОКРУЖНОСТЬ БЕДРА НА 10 СМ ВЫШЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА						55-60	60-65



Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



