



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Фиксирующий бандаж (РКН-103)



Изделия протезно-ортопедические: Фиксирующий бандаж (РКН-103)





Артикул: PKN-103

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Бандаж ORLETT PKN-103 осуществляет фиксацию собственной связки надколенника, стимулирует тонус мышц, стабилизирующих коленный сустав. Разгружая связочный аппарат надколенника, снижает нагрузку на бугристость большеберцовой кости. Ношение бандажа снижает болевой синдром и способствует скорейшему выздоровлению.

Степень фиксации: легкая.

Линейка: Medical Line.

Состав: 50% полихлоропрен, 25% полиамид, 7% полиэстер, 5% этиленвинилацетат, 3% эластан, 10% полиэтилен.

Показания

- Пателлофemorальный болевой синдром.
- Гипермобильность надколенника.
- Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости (Болезнь Осгуд - Шлаттера).
- Поражения собственной связки надколенника.

Цвета: черный.

Размеры: универсальный.

Подбор размеров

Бандаж PKN-103 имеет универсальный размер: обхват ноги на 5 см ниже коленного сустава, до 40 см.

Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

