



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

🔍

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Эластичный бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом (EKN-212)



Изделия протезно-ортопедические: Эластичный бандаж на коленный сустав с пателлярным кольцом (EKN-212)



Артикул: EKN-212

[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Описание

Бандаж ORLETT EKN-212 фиксирует и разгружает коленный сустав. Пателлярное кольцо фиксирует надколенник в правильном положении и препятствует патологическому перераспределению отеков.

Ношение бандажа способствует снижению болевого синдрома и улучшению кровоснабжения мягких тканей зоны коленного сустава.

Спиральные ребра жесткости обеспечивают правильное позиционирование бандажа в зоне коленного сустава и обладают противоскручивающим эффектом.

Степень фиксации: средняя.

Линейка: Medical Line.

Состав: 54% полиамид, 8% эластан, 19% сталь, 19% латекс.

Показания

- Консервативная терапия травм связочного аппарата коленного сустава легкой степени.
- Воспалительно-дегенеративные заболевания коленного сустава.
- Вторичная реабилитация после травм и операций на коленном суставе и надколеннике.
- Профилактика травм и обострений воспалительно-дегенеративных заболеваний коленного сустава.

Цвета: бежевый.

Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Подбор размеров


Для корректного подбора эластичного бандажа на коленный сустав с пателлярным кольцом ORLETT EKN-212 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность середины коленного сустава.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер бандажа ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Таблица подбора размеров:

РАЗМЕР	S	M	L	XL	XXL
ИЗМЕРЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ СЕРЕДИНЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА, CM	30-35	35-40	40-45	45-50	>50



Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



[Версия для печати](#)

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

[Обратная связь](#)



