



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Ортез-стоподержатель (AFO-101)



Изделия протезно-ортопедические: Ортез-стоподержатель (AFO-101)





Артикул: AFO-101

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Ортез на голеностопный сустав и стопу (ортез-стоподержатель) ORLETT AFO-101 удерживает стопу в физиологически правильном положении и способствует поддержанию нормального (естественного) стереотипа ходьбы.

Степень фиксации: сильная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 65% полипропилен, 30% полиамид, 5% этиленвинилацетат.

Показания

- Патологии, связанные с синдромом «отвисающей стопы» при парезах и параличах передней группы мышц голени (инсульты, поражения седалищного и малоберцового нервов вследствие травм, нарушения кровоснабжения, инфекций, опухолевых процессов и др.)
- Ахиллобурситы, тендовагиниты.
- Разработка разгибательных мышц стопы и голени после операций.

Цвета: белый.

Размеры: S, M, L, XL.

Подбор размеров

Ортез-стоподержатель AFO-101 подбирается по размеру обуви, на левую или на правую ногу.

Согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Таблица подбора размеров:

РАЗМЕР	S	M	L	XL
РАЗМЕР ОБУВИ	35-37	38-40	41-43	44-47



Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



[Версия для печати](#)

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

Обратная связь



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.

