



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q ▾

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические на верхние конечности: Бандаж для удержания паховых грыж (НВ-484)



Изделия протезно-ортопедические на верхние конечности: Бандаж для удержания паховых грыж (НВ-484)



Артикул: HB-484

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Бандаж ORLETT HB-484 грыжевой паховый, двухсторонний со съемными пелотами предназначен для легкой степени фиксации и поддержки грыжевого выпячивания.

Линейка: Medical Line.

Состав: 50% хлопок, 20% эластан, 15% полиамид, 15% этиленвинилацетат.

Показания

Консервативная терапия пахово-мошоночных грыж в случаях:

- Послеоперационные грыжи, в случаях, когда операция еще не может быть выполнена (ранний послеоперационный период, гнойно-септические осложнения в зоне послеоперационного рубца/грыжевого выпячивания, наличие нехирургических противопоказаний к оперативному лечению).
- Рецидивирующие послеоперационные грыжи.

- Отказ пациента от оперативного лечения.
- Профилактика ущемления пахово-мошоночных грыж.

Цвета: бежевый.

Размеры: S, M, L, XL.

Подбор размеров


Для корректного подбора размера бандажа для удержания паховых грыж ORLETT HB-484 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность талии и бедер. Сумма окружностей талии и бедер делится пополам.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер бандажа ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Таблица подбора размеров:

РАЗМЕР	S	M	L	XL
СУММА ОКРУЖНОСТЕЙ ТАЛИИ И БЕДЕР, ДЕЛЕННАЯ ПОПОЛАМ, СМ	<85	85-95	95-105	105-115



Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



Версия для печати

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
 Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
 Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

[Обратная связь](#)



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.



