



никамед



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические на верхние конечности: Ортез на лучезапястный
сустав и 1 пястно-фаланговый сустав (RWR-102)



Изделия протезно-ортопедические на верхние конечности: Ортез на лучезапястный сустав и 1 пястно-фаланговый сустав (RWR-102)



Артикул: RWR-102

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Ортез на лучезапястный сустав (с поддержкой первого пальца) ORLETT RWR-102 фиксирует лучезапястный сустав и стабилизирует положение первого (большого) пальца руки в физиологически выгодном для выздоровления положении. В конструкции бандажа предусмотрена возможность замены пластиковой шины для первого пальца на металлическую для более сильной фиксации пястно-запястного сустава в положении отведения.

Степень фиксации: легкая.

Линейка: Medical Line.

Состав: 52% полихлоропрен, 23% полиэстер, 15% полиамид, 2% эластан, 6% алюминий, 2% полиэтилен.

Показания

- Травмы запястно-пястного и пястно-фалангового суставов.

- Воспалительно-дегенеративные заболевания запястно-пястного и пястно-фалангового суставов.
- «Палец лыжника».
- Реабилитация после оперативных вмешательств на I пальце кисти.

Цвета: черный.

Размеры: S/M, L/XL.

Подбор размеров

Для корректного подбора ортеза на лучезапястный и 1 пястно-фаланговый суставы ORLETT RWR-102 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность лучезапястного сустава.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Таблица подбора размеров:

РАЗМЕР	S/M	L/XL
ОКРУЖНОСТЬ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА, CM	14-16	16-22



Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



Версия для печати

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

[Обратная связь](#)



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.



[illegible]