




Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)



- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [Bauerfeind®](#) | Динамический ортез на коленный сустав BAUERFEIND® GenuTrain A3



Динамический ортез на коленный сустав BAUERFEIND® GenuTrain A3



Артикул: 11041251



[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

- Новая технология изготовления трикотажа: эластичный, воздухо- и влагопроницаемый материал для эффективной компрессии и максимального комфорта при использовании, особенно в подколенной области.
- Инновационная разработка формы силиконовой вставки позволяет воздействовать на наиболее типичные болевые области и важнейшие рецепторные зоны коленного сустава.
- Кроме того, силиконовая вставка имеет особые выступы, оказывающие массажный эффект при движении.
- Стабилизирующий элемент, встроенный в силиконовую вставку, противодействует смещению надколенника.
- Анатомичность и воздухопроницаемый материал обеспечивают комфорт использования.
- Два спиральные ребра жесткости по бокам поддерживают анатомическую форму изделия.
- Ткань ортеза имеет особое плетение в области сгиба коленного сустава.

- Направленная компрессия не нарушает кровоснабжение и обеспечивает комфорт при использовании.

Назначения

- Болезненные состояния мягких тканей коленного сустава, в частности, при артрозе коленного сустава (хроническом, посттравматическом и послеоперационном, лигаментозы в начальной стадии и тендомиопатия)
- Болевой синдром при функциональной нестабильности коленного сустава вследствие мышечного дисбаланса
- Латерализация надколенника (начальные проявления)
- Остеоартрит с варусной деформацией
- Рецидивирующий внутрисуставной выпот

Особенности

- Инновационная разработка формы вязкоэластичные вставки для воздействия на важнейшие рецепторные зоны коленного сустава.
- Вязкоэластичные вставка имеет специальные выступы, которые, при движении, оказывают массажный эффект.
- Внутри вставки имеется корригирующий стабилизатор надколенника, который препятствует его смещению.
- Участок повышенной растяжимости в области голени и бедра (направленная компрессия) обеспечивает комфорт использования ортеза.
- Особенная стимуляция медиальной широкой мышцы бедра приводит к стимуляции мускулатуры.
- При движении происходит стимуляция кожных рецепторов и нервных окончаний, что приводит к синхронизации и стимуляции мускулатуры.

Цвета: Титан(серый)

Размеры: 1,2,3,4,5,6

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



Версия для печати

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

[Обратная связь](#)



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.



[illegible]