



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [Bauerfeind®](#) | Ортез на бедро BAUERFEIND® MyoTrain



## Ортез на бедро BAUERFEIND® MyoTrain



Артикул: 11032500

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

### Описание

Изделия протезно-ортопедические (Ортезы) на верхние и нижние конечности

- Благодаря анатомической форме трикотажного изделия и силиконовым краям, уменьшающим давление, ортез идеально прилегает, что способствует лечебному эффекту и комфорту при использовании.
- Ортез комплектуется экстренными и функциональными вставками. Применение вставок в ортезе MyoTrain® является факультативным.
- Наличие в конструкции ортеза лент с застежками на липучке «Велкро» облегчает его эксплуатацию, а также обеспечивает регулировку индивидуального уровня компрессии.
- Анатомическая форма ортеза позволяет оказывать эффективное воздействие на проприорецепторы даже в том случае, если ортез используется без лент усиления.

## Назначения

- Травмы мышц бедра (особенно судороги, растяжения, разрывы)
- Профилактика повторных травм
- Ушибы мышц бедра
- Дополнительная поддержка до последующего лечения

## Особенности

Нет аналогов на российском рынке.

Действует по принципу бинтования эластичными бинтами.

Комплект ортеза включает 2 вязкоэластичные вставки:

1. маленькая – оказывает дополнительную направленную компрессию на пораженный участок и является необходимым для экстренной остановки внутреннего кровоизлияния, уменьшения роста гематомы.
2. большая – за счет оказания дополнительной компрессии в месте травмы/ушиба помогает свести к минимуму вероятность возникновения отека.

**Цвета:** Титан(серый)

Размеры: 1,2,3,4,5,6

### Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

## Сертификаты



[Версия для печати](#)

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2

Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

## Обратная связь



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.

[illegible]

[illegible]