



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [Bauerfeind®](#) | Ортез на локтевой сустав BAUERFEIND® EpiTrain



Ортез на локтевой сустав BAUERFEIND® EpiTrain



Артикул: 11061603

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Изделия протезно-ортопедические (Ортезы) на верхние и нижние конечности

Дозированная компрессия снимает боль и улучшает подвижность сустава.

Назначения

- Остеоартрит
- Нестабильность локтевого сустава, послеоперационная реабилитация
- Посттравматическое состояние
- Эпикондилиты плечевой кости

Особенности

- Новая технология изготовления трикотажа: эластичный, воздухо- и влагопроницаемый материал для эффективной компрессии в области локтевого сустава.
- Ортез изготовлен с применением технологии анатомического 3D моделирования, что обеспечивает оптимальную фиксацию и удобство при использовании.
- Интегрированные силиконовые вставки с вырезами для надмыщелков плечевой кости снимают давление и облегчают надежное позиционирование ортеза.
- Ослабленная компрессия по краям ортеза снижает риск нарушения кровообращения.

Цвета: Титан(серый)

Размеры: 1,2,3,4,5,6

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



[Версия для печати](#)

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

Обратная связь



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.

[illegible]

</div&