



## Компания НИКАМЕД сообщает об усовершенствовании коляски для детей с ДЦП ВСН-4000

Учитывая российские климатические условия, эксперты Rehard Technologies GmbH модифицировали модель ВСН-4000, увеличив диаметр колес коляски до 20 см и предложив опционную характеристику в виде защитного капюшона.

Кроме того, на корпус коляски дополнительно наклеен информационный стикер «Максимальная нагрузка не более 50 кг».



Технические характеристики с изменениями:

Глубина сидения, см	30	Диаметр колес, см	20
Высота спинки, см	35-56	Вес коляски без капюшона, кг	10,5
Размеры (ШхВхД) без опор для ног, см	51x99/12x79	Вес коляски с капюшоном, кг	11

Узнайте подробности  
у Вашего Менеджера Отдела продаж  
ООО «НИКАМЕД»  
по телефону **(495)609-63-33**  
или на сайте **[www.nikamed.ru](http://www.nikamed.ru)**